VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/XGA012/?_locale=it

XGA012 PEDALIERA WELLY M

Pedalatore per esercizi arti inferiori o superiori.

Adatto alla riabilitazione post-traumatica e fisioterapica di arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo).

Caratteristiche:

- Forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani.
- Con cinturino fermapiede.

Computer di allenamento:

- Predisposto di computer integrato con tempo, calorie, scan, conta-pedalate finale.



WELLY-M_preview

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	5 Kg	**Dimensioni**	48 x 39 x 29 h cm
Certificazione	CE-ROHS	**Intensità dello sforzo**	Regolazione manuale

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 2.41 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 5.38 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 128.78 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 19 x 46 x 30 h | 5.5 kg | 0.02622

Altre immagini dell’articolo



WELLY-M